

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cpa6 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N4T0

Numero articolo: CM0016167

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-CPA6 validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva CPA6 (51 kDa) umana, murina e di ratto, una carbossipeptidi secreta coinvolta nel processamento dei neuropeptidi e collegata all'epilessia. SWISS: Q8N4T0.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CPA6 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CPAH; ETL5; FEB11; CPA6
Specie	Umana
Gene ID	57094
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 130-437 della CPA6 umana (NP_065094.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8N4T0
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio