

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cpe Per Wb Ed Elisa - P16870

Numero articolo: CM0028238

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la carbossipeptidasi E (CPE). Validato per WB ed ELISA, reazione crociata con umano e topo. Supporta la ricerca in biologia neuroendocrina e nel processing degli ormoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	CPE Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CPH; BDVS; IDDHH; CPE
Specie	Umano
Gene ID	1363
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 257-476 della CPE umana (NP_001864.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P16870
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio