

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cpeb3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Ne35

Numero articolo: CM0018954



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia CPEB3 umano (SWISS: Q8NE35), validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla regolazione traduzionale nella memoria e nella plasticità sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CPEB3 Rabbit pAb
Note/Alias	CPEB3
Specie	Umano
ID gene	22849 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 150-400 di CPEB3 umano (NP_055727.3)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8NE35
Peso proteico	76kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio