

Anticorpo Policlonale Anti-Cplx2 Per Wb, Elisa - Q6Puv4

Numero articolo: CM0024842

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CPLX2 umano (Complexin-2), validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sull'esocitosi delle vescicole sinaptiche e sulle malattie neurologiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CPLX2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CPX2; Hfb1; 921-L; CPX-2; CPLX2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	10814
GenelD	10814
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-134 di CPLX2 umano (NP_006641.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6PUV4
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio