

Anticorpo Policlonale Anti-Cpne3 Per Wb E Elisa - 075131

Numero articolo: CM0017596

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-CPNE3 convalidato per Western blotting (WB) e ELISA. Riconosce la CPNE3 umana e murine, una proteina che lega i fosfolipidi dipendente dal calcio coinvolta nella migrazione delle cellule tumorali mediata da ERBB2. Ideale per studi sul cancro e sulla segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CPNE3 Rabbit pAb
Note/Alias	CPN3, PRO1071, CPNE3
Specie	Umana
GeneID (Umana)	8895
GeneID	8895
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 238-537 della CPNE3 umana (NP_003900.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	075131
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio