

Anticorpo Policlonale Su Coniglio Anti-Cpox Per Wb E Elisa - P36551

Numero articolo: CM0028456



introduzione

Anticorpo policlonale su coniglio targeting CPOX umano, validato per applicazioni WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per ricerche sulla biosintesi dell'eme e sui mitocondri. Immunogeno: CPOX ricombinante (aa111-454).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CPOX Rabbit pAb
Note / Alias	COX; CPO; CPX; HCP; HARPO; CPOX
Specie	Umana
Gene ID	1371
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 111-454 della CPOX umana (NP_000088.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P36551
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio