


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cps1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P31327

Numero articolo: CM0010246



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CPS1 umano, validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Bersaglia l'enzima del ciclo dell'urea mitocondriale; rimuove l'ammoniaca in eccesso. Ideale per la ricerca su fegato e intestino tenue.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CPS1 mAb di coniglio
Osservazioni/Pseudonimo	PHN; GATD6; CPSASE1; CPS1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1373
Gene ID	1373
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 del CPS1 umano (NP_001866.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P31327
Peso proteico	165kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio