


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cps1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P31327

Numero articolo: CM0006612



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CPS1 per Western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva la CPS1 umana, murina e di ratto. Ideale per studi sul ciclo dell'urea e sul metabolismo dell'ammoniaca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CPS1 Rabbit mAb
Note/alias	PHN; GATD6; CPSASE1; CPS1
Specie	Umana
GeneID	1373
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1356-1482 della CPS1 umana (NP_001116105.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, murina, di ratto
SWISS	P31327
Peso della proteina	165 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante