


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cps1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P31327

Numero articolo: CM0020448



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro CPS1 umano (carbamoil-fosfato sintetasi I). Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con il ratto. Immunogeno: proteina ricombinante (aa 820-930). Ideale per studi sul ciclo dell'urea.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CPS1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PHN; GATD6; CPSASE1; CPS1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	1373
GeneID	1373
Immunogeno	`Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Ratto
SWISS	P31327
Peso proteico	165kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio