

Anticorpo Policlonale Anti-Cpsf4L Per Wb, Elisa - A6Nmk7

Numero articolo: CM0019713

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting su Cpsf4l di topo, validato per Western blot e ELISA. Adatto per studiare la lavorazione dell'mRNA e la regolazione genica in campioni di topo. Riconosce una proteina di 21 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Cpsf4l Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	D11Ert636e; 0610010C04Rik; 1500000C01Rik; Cpsf4l
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	642843
Gene ID	52670
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-228 di Cpsf4l di topo (NP_080958.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Mouse
SWISS	A6NMK7
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio