

Anticorpo Policlonale Anti-Cpsf6 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q16630

Numero articolo: CM0026427



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce CPSF6 (CFIm68). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA; rileva CPSF6 umano, di topo, di ratto (59 kDa). Fattore chiave nella processazione dell'estremità 3' dell'mRNA e nella poliadenilazione alternativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CPSF6 Rabbit pAb
Note/Alias	CFIM; CFIM68; CFIM72; HPBR11-4; HPBR11-7; CPSF6
Specie	Umano
GenelD (umano)	11052
GenelD	11052
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-330 di CPSF6 umano (NP_008938.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16630
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio