

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cpsf73 Per Wb, Ip, Elisa - Q9Ukf6

Numero articolo: CM0004691



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro CPSF73. Convalidato per western blot, immunoprecipitazione e ELISA; presenta reazione crociata con uomo, topo e ratto. Utile per lo studio della processazione dell'estremità 3' dell'mRNA e della scissione dell'mRNA degli istoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CPSF73 Rabbit mAb
Annotazioni/Altri nomi	CPSF73; NEDMHS; CPSF-73; NEDMHSN
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	51692
ID gene	51692
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 585-684 di CPSF3 umano (Q9UKF6).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UKF6
Peso proteico	77kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio