

Anticorpo Monoclonale Anti-Cpt1A Di Coniglio Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Ip, Elisa - P50416

Numero articolo: CM0010549



introduzione

Anticorpo monoclonale Anti-CPT1A di coniglio di alta qualità validato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, IP, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studiare l'ossidazione degli acidi grassi, l'assorbimento mitocondriale e il metabolismo epatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CPT1A Rabbit mAb
Note/Alias	CPT1; CPT1-L; L-CPT1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1374
GeneID	1374
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 520-720 di CPT1A umano (NP_001867.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P50416
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio