

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cpt1A Per Wb, Ihc-P, Elisa - P50416

Numero articolo: CM0007068



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CPT1A validato KO per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Targetizza l'isoforma epatica della carnitina palmitoiltransferasi 1A, essenziale per l'ossidazione degli acidi grassi. Ideale per studi sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] mAb di coniglio anti-CPT1A
Note/alias	CPT1; CPT1-L; L-CPT1; CPT1A
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	1374
ID del gene	1374
Immunogeno	Proteina ricombinante di CPT1A umana.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P50416
Peso della proteina	88 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante