

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cpt1A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50416

Numero articolo: CM0030263



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CPT1A umana, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva CPT1A umana, di topo e di ratto. Ideale per studi sull'ossidazione mitocondriale degli acidi grassi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CPT1A Rabbit pAb
Note/Alias	CPT1; CPT1-L; L-CPT1; CPT1A
Specie	Umana
Gene ID (Umano)	1374
Gene ID	1374
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 520-720 di CPT1A umana (NP_001867.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P50416
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio