

## Anticorpo Policlonale Anti-Cpt1B Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92523

Numero articolo: CM0025481

### introduzione

Anticorpo Policlonale CPT1B da Coniglio (UniProt Q92523) validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA.

Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo degli acidi grassi e sulla beta-ossidazione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | CPT1B Rabbit pAb                                                                                                             |
| Note/Alias          | CPTI; CPT1M; MCPT1; CPT1-M; CPTI-M; M-CPT1; MCCPT1; CPT1B                                                                    |
| Specie              | Umano                                                                                                                        |
| GeneID              | 1375                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 533-772 di CPT1B umano (NP_004368.1) |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                        |
| Applicazione        | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                       |
| Reattività Crociata | Umano, Mouse, Ratto                                                                                                          |
| SWISS               | Q92523                                                                                                                       |
| Peso Proteico       | 88kDa                                                                                                                        |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                           |