

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cpt1B Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92523

Numero articolo: CM0010124

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CPT1B validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Target: palmitoiltransferasi 1B della carnitina umana, murina e di ratto. Ideale per studi sul metabolismo degli acidi grassi e sulla funzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CPT1B Rabbit mAb
Note/Alias	CPTI; CPT1M; MCPT1; CPT1-M; CPTI-M; M-CPT1; MCCPT1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	1375
ID del gene	1375
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q92523
Peso della proteina	66 kDa/79-88 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante