

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cpt1C Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Tcg5

Numero articolo: CM0014169



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la CPT1C umana (Q8TCG5). Validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla palmitoil tioesterasi neuronale e sul metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CPT1C Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	CATL1; CPT1P; CPTIC; SPG73; CPT1-B; CPTI-B; CPT1C
Specie	Umana
GeneID	126129
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 270-400 della CPT1C umana (NP_001129524.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q8TCG5
Peso proteico	91kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio