

Anticorpo Policlonale Anti-Cpt2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23786

Numero articolo: CM0017497

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al CPT2 umano, convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reazione crociata con topo, ratto. Rileva una proteina mitocondriale di ~74kDa essenziale per la beta-ossidazione degli acidi grassi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CPT2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CPT1; IIAE4; CPTASE; CPT2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1376
GeneID	1376
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 404-658 del CPT2 umano (NP_000089.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P23786
Peso proteico	74kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio