

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cpt2 Per Wb E Elisa - P23786

Numero articolo: CM0003273

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-CPT2 convalidato per WB e ELISA in uomo, topo e ratto. Bersaglia la CPT2 mitocondriale, essenziale per la beta-ossidazione degli acidi grassi. Ideale per la ricerca sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CPT2 Rabbit mAb
Note / Alias	CPT1; IIAE4; CPTASE; CPT2
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	1376
GenelD	1376
Immunogeno	Peptide sintetico: Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 559-658 della CPT2 umana (P23786).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P23786
Peso proteico	74kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio