

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cpt2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P23786

Numero articolo: CM0026765

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CPT2 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo degli acidi grassi e sui mitocondri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CPT2 Rabbit pAb
Note/Alias	CPT1; IIAE4; CPTASE; CPT2
Specie	Umano
GenelD	1376
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 420-658 di CPT2 umano (NP_000089.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P23786
Peso Molecolare Proteico	74kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio