

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cpvl Per Wb, Elisa - Q9H3G5

Numero articolo: CM0013400

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CPVL umano, validato per Western blot ed ELISA. Rileva gli ortopologhi di topo e ratto. Ideale per studiare la funzione della carbossipeptidasi lisosomiale nei macrofagi, nella fagocitosi e nella presentazione dell'antigene.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | CPVL Rabbit pAb                                                                                                               |
| Note/Alias            | HVLP; CPVL                                                                                                                    |
| Specie                | Umano                                                                                                                         |
| GeneID (Umano)        | 54504                                                                                                                         |
| GeneID                | 54504                                                                                                                         |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 127-476 di CPVL umano (NP_061902.2). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                         |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reattività Incrociata | Topo, Ratto                                                                                                                   |
| SWISS                 | Q9H3G5                                                                                                                        |
| Peso Proteico         | 54kDa                                                                                                                         |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                             |