

Anticorpo Policlonale Anti-Cpxm1 Per Wb E Elisa - Q96Sm3

Numero articolo: CM0021908

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CPXM1 umano, validato per WB e ELISA. Rileva CPXM1 umano e murino, peso molecolare previsto 82 kDa. Utile per lo studio delle interazioni cellula-cellula e della biologia delle metalloproteasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CPXM1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	CPX1; CPXM; CPXM1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	56265
GeneID	56265
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 435-734 di CPXM1 umano (Q96SM3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q96SM3
Peso proteico	82kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio