

Anticorpo Monoclonale Anti-Cr2/Cd21 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P20023

Numero articolo: CM0006765



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro CR2/CD21 umano (recettore del complemento di tipo 2), validato per WB, IHC-P, ELISA. Ideale per lo studio dell'attivazione dei linfociti B, della via del complemento e delle interazioni con il recettore di EBV.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CR2/CD21 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9; CR2/CD21
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1380
GeneID	1380
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 934-1033 di CR2/CD21 umano (NP_001868.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P20023
Peso Molecolare Proteina	113kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio