

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cr2/Cd21 Per Wb, If-P, Elisa - P20023

Numero articolo: CM0003166



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro CR2/CD21 umano (Recettore del complemento di tipo 2). Validato per WB, IF-P, ELISA; reagisce con umano e ratto.

Immunogeno: peptide intracellulare (aa 934-1033). Ideale per studi sulla segnalazione delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio anti-CR2/CD21
Note/Alias	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9; CR2/CD21
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1380
GeneID	1380
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 934-1033 di CR2/CD21 umano (P20023).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P20023
Peso Proteico	113 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio