

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cr2/Cd21 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P20023

Numero articolo: CM0007692



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CR2/CD21 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul recettore delle cellule B, la via del complemento e il virus di Epstein-Barr.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio CR2/CD21
Note/Alias	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9; CR2/CD21
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1380
ID Gene	1380
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 933-1033 di CR2/CD21 umano. (NP_001868.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P20023
Peso proteico	113kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio