

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cr2/Cd21 Per Wb, Ihc, If, Elisa - P20023

Numero articolo: CM0028269



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-CR2/CD21 (Gene ID: 1380) per applicazioni WB, IF, IHC, ELISA. Validato nell'uomo, topo, ratto. Immunogene ricombinante che mira al recettore del complemento di tipo 2 (CD21), il recettore del virus di Epstein-Barr e il corecettore delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CR2/CD21 Rabbit pAb
Note/Alias	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9; CR2/CD21
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1380
GeneID	1380
Immunogene	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-590 di CR2/CD21 umano (NP_001006659.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P20023
Peso Proteico	113kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio