


Anticorpo Policlonale Anti-Crabp2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P29373

Numero articolo: CM0027351



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio CRABP2 validato per applicazioni WB, IF/ICC, ELISA. Rileva CRABP2 in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dell'acido retinoico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CRABP2 Rabbit pAb
Note/Alias	RBP6; CRABP-II; CRABP2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1382
ID Gene	1382
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-94 di CRABP2 umano (NP_001869.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P29373
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio