

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cracr2A Per Wb, Elisa - Q9Bsw2

Numero articolo: CM0017120



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CRACR2A (RAB46/EFCAB4B) per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Coinvolto nell'ingresso di Ca^{2+} operato dal magazzino, nella regolazione del canale CRAC e nella segnalazione delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CRACR2A Rabbit pAb
Note/Alias	RAB46; EFCAB4B; CRACR2A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84766
GeneID	84766
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di CRACR2A umano (NP_001138430.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BSW2
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio