

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cracr2A Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bsw2

Numero articolo: CM0014472



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro CRACR2A umano, validato per WB, IHC-P e ELISA. Rileva CRACR2A endogeno in campioni umani e di topo, essenziale per lo studio dell'entrata di calcio mediata da riserva cellulare e dell'attivazione dei linfociti T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CRACR2A Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	RAB46; EFCAB4B; CRACR2A
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	84766
GeneID	84766
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di CRACR2A umano (NP_001138430.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9BSW2
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio