

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cralbp Per Wb, Elisa - P12271

Numero articolo: CM0029831



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio CRALBP convalidato per WB ed ELISA, reattivo con umano, topo, ratto. CRALBP è un trasportatore di retinoidi essenziale per la rigenerazione del ciclo visivo e la ricerca sulla visione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CRALBP pAb coniglio
Osservazioni/Alias	CRALBP
Specie	Umano
GeneID (umano)	6017
GeneID	6017
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-317 del CRALBP umano (NP_000317.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P12271
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio