

Anticorpo Policlonale Anti-Crat Per Wb, If/Icc, Elisa - P43155

Numero articolo: CM0030503



introduzione

Esplora il nostro Anticorpo Policlonale CRAT Coniglio pronto all'uso per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con CRAT umano, murino e di ratto (71 kDa) per studi sul metabolismo e sulla neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb Coniglio CRAT
Osservazioni/Alias	CAT; CAT1; NBIA8; CRAT
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1384
GeneID	1384
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 380-626 di CRAT umano (NP_000746.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P43155
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio