

Anticorpo Policlonale Anti-Crb1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P82279

Numero articolo: CM0013457



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CRB1 validato per Western blot (WB), immunoistochimica (IHC-P) ed ELISA. Reattività confermata con tessuti umani e murini. Ideale per la ricerca sullo sviluppo della retina e sulla polarità cellulare. Accesso SWISS P82279.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CRB1 Rabbit pAb
Note/Alias	LCA8; RP12; CRB1-A; CRB1-B; CRB1-C; CRB1
Specie	Umano
GeneID (umano)	23418
GeneID	23418
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-133 di CRB1 umano (NP_957705.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P82279
Peso della proteina	154 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante