

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Crbn Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Sw2

Numero articolo: CM0006415



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-CRBN validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Bersaglia la cereblona, un recettore del substrato nel complesso ligasi E3 ubiquitina, essenziale per la degradazione proteasomica. Reagisce con umano, topo, ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CRBN Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	MRT2; MRT2A; CRBN
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	51185
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 della CRBN umana (NP_057386.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q96SW2
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio