


Anticorpo Monoclonale Anti-Crcp Per Wb E Elisa - 075575

Numero articolo: CM0007412



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia la proteina CRCP umana (subunità RPC9 della RNA polimerasi III diretta dal DNA / proteina componente del recettore CGRP). Adatto per WB e ELISA; reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per studi di trascrizione, immunità innata e segnalazione CGRP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CRCP Rabbit mAb
Note / Alias	C17; RCP; RCP9; RPC9; POLR3I; POLR3J; CGRPRCP; CGRP-RCP; CRCP
Specie	Uomo
GeneID (umano)	27297
GeneID	27297
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 della CRCP umana (NP_001035737.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	075575
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio