


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Crcp Per Wb, Ihc-P, Elisa - 075575

Numero articolo: CM0027811



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CRCP (CGRP-RCP, POLR3I) per Western blot, IHC e ELISA. Convalidato su campioni umani, di topo e ratto. Adatto per studi sulla RNA polimerasi III e sul recettore CGRP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CRCP Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	C17, RCP, RCP9, RPC9, POLR3I, POLR3J, CGRPRCP, CGRP-RCP, CRCP
Specie	Umana
ID gene	27297
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-115 della CRCP umana (NP_001035737.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	075575
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio