

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Creb1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P16220

Numero articolo: CM0015460



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro CREB1 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Ideale per studi sulla regolazione della trascrizione, il ritmo circadiano e la differenziazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CREB1 Rabbit pAb
Note/Alias	CREB; CREB-1; CREB1
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	1385
ID Gene	1385
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-341 di CREB1 umano (NP_604391.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P16220
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio