

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Creb1 Per Wb, Ip, Elisa - P16220

Numero articolo: CM0016579



introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità di coniglio contro CREB1 umano, validato in WB, IP ed ELISA. Utile per lo studio della regolazione trascrizionale, dei ritmi circadiani e della differenziazione cellulare. Reagisce crociatamente con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CREB1 Rabbit pAb
Note/alias	CREB; CREB-1; CREB1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	1385
GeneID	1385
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 di CREB1 umano (NP_604391.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P16220
Peso della proteina	35 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante