

Anticorpo Policlonale Anti-Creb3 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - O43889

Numero articolo: CM0026118

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CREB3 (LZIP/LUMAN) umano, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Rileva CREB3 umano, di topo e di ratto. Bersaglia il fattore di trascrizione dello stress del reticolo endoplasmatico coinvolto nella UPR, nell'immunità e nella patogenesi virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CREB3 Rabbit pAb
Note / Alias	LZIP; LUMAN; sLZIP; CREB3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10488
GeneID	10488
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-230 di CREB3 umano (NP_006359.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O43889
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio