

Anticorpo Monoclonale Anti-Creb3L2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q70Sy1

Numero articolo: CM0005660

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CREB3L2 umano (BBF2H7). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Rileva CREB3L2 (57 kDa) umano, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sul stress del reticolo endoplasmatico e la condrogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CREB3L2 Rabbit mAb
Note/Alias	BBF2H7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	64764
GeneID	64764
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-247 di CREB3L2 umano (NP_001240704.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q70SY1
Peso proteico	57 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio