

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Creb3L2 Per Wb, Elisa - Q70Sy1

Numero articolo: CM0018293

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio CREB3L2 validato per WB ed ELISA. Rileva CREB3L2 umano e murino, un fattore di trascrizione di 57 kDa responsivo allo stress del RE, coinvolto nella condrogenesi e nella UPR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CREB3L2 Rabbit pAb
Note/Alias	BBF2H7; CREB3L2
Specie	Umano
ID del gene (umano)	64764
ID del gene	64764
Immunogeno	Proteina ricombinante - Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-247 di CREB3L2 umano (NP_001240704.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, murino
SWISS	Q70SY1
Peso della proteina	57 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante