

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Creb5 Per Wb Ed Elisa - Q02930

Numero articolo: CM0013535

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CREB5 validato per WB ed ELISA, adatto per campioni umani e di ratto. Targetizza il fattore di trascrizione CREB5, che si lega all'elemento di risposta al cAMP per regolare l'espressione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-CREB5
Note/Alias	CREB-5; CREBPA; CRE-BPA; CREB5
Specie	Umana
GeneID (umano)	9586
GeneID	9586
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 210-380 di CREB5 umano (NP_878902.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, ratto
SWISS	Q02930
Peso della proteina	57 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante