

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Crebzf Per Wb Ed Elisa - Q9Ns37

Numero articolo: CM0028318

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-CREBZF validato per Western blotting ed ELISA. Rileva il fattore di trascrizione bZIP CREB/ATF umano, murino e ratto, coinvolto nella regolazione trascrizionale e nella soppressione dell'HSV. Ideale per studi sull'espressione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CREBZF Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ZF; SMILE; CREBZF
Specie	Umano
GeneID (Umano)	58487
GeneID	58487
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9NS37
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio