

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Creg1 Per Wb, Elisa - 075629

Numero articolo: CM0024502



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CREG1 umano, validato per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Riconosce una proteina di ~24 kDa; l'immunogeno corrisponde agli amminoacidi 110-190. Ideale per studi sul controllo trascrizionale e sulla soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio anti-CREG1
Note/Alias	CREG; CREG1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8804
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 110-190 di CREG1 umano (NP_003842.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075629
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio