

Anticorpo Policlonale Anti-Creld1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96Hd1

Numero articolo: CM0012892

introduzione

Anticorpo policlonale Anti-CRELD1 di alta qualità validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con CRELD1 umano, murino e ratto (45 kDa), una proteina disolfuro isomerasi coinvolta nella localizzazione dei recettori dell'acetilcolina. Ideale per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CRELD1 Rabbit pAb
Note/Alias	AVSD2; CIRIN; CRELD1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	78987
GeneID	78987
Immunogeno	Peptide Sintetico (un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di CRELD1 umano (NP_056328.2))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96HD1
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Sacca refrigerante