


Anticorpo Policlonale Anti-Crh Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - P06850

Numero articolo: CM0018425



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'ormone di rilascio della corticotropina (CRH) umano, validato per Western blot ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Adatto per ricerche sullo stress e neuroendocrine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome prodotto	CRH pAb coniglio
Osservazioni/Alias	CRF; CRH1; CRH
Specie	Umano
GeneID (umano)	1392
GeneID	1392
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-194 del CRH umano (NP_000747.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P06850
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio