

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Crhbp Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P24387

Numero articolo: CM0025299

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti-CRHBP umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con essere umano, topo, ratto. Adatto per lo studio della segnalazione CRH/urocortina e della regolazione dell'asse HPA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CRHBP Rabbit pAb
Note/Alias	CRFBP; CRF-BP; CRHBP
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	1393
GenelD	1393
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-322 della CRHBP umana (NP_001873.2).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P24387
Peso proteico	36 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio