


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Crhr1 Per Wb Ed Elisa - P34998

Numero articolo: CM0028734



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-CRHR1 validato per WB ed ELISA. Rileva CRHR1 umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla risposta allo stress, sulla segnalazione neuroendocrina e sui GPCR. Uniprot: P34998.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CRHR1 Rabbit pAb
Note/Alias	CRF1; CRHR; CRF-R; CRFR1; CRF-R1; CRFR-1; CRH-R1; CRHR1L; CRF-R-1; CRH-R-1; CRHR1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1394
GeneID	1394
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-120 di CRHR1 umano (NP_001138618.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P34998
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio