

Anticorpo Policlonale Anti-Crip1 Per Wb E Elisa - P50238

Numero articolo: CM0030453

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CRIP1 umana (proteina 1 ricca di cisteina), validato per Western blot e ELISA. Presenta reazione crociata con topo e ratto. Immunogeno ricombinante a lunghezza intera. Per la ricerca sul trasporto dello zinco.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CRIP1 Rabbit pAb
Annotazioni/Nomi alternativi	CRHP; CRIP; CRP1; CRP-1; CRIP1
Specie	Uomo
GeneID	1396
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-77 di CRIP1 umana (NP_001302.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P50238
Peso proteico	9 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio