


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Crip2 Per Wb, Elisa - P52943

Numero articolo: CM0025469



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CRIP2 (ESP1) umano, validato per Western blot e ELISA. Reagisce a croce con esseri umani, topi e ratti. Ideale per studiare la funzione della proteina ricca di cisteina 2 nel cuore e in altri tessuti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CRIP2 pAb di coniglio
Annotazioni/alias	CRIP; CRP2; ESP1; CRIP2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	1397
GeneID	1397
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-208 di CRIP2 umano (NP_001303.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P52943
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio